

יש לקרוא בעיון את העלון לצרכן לפני שימוש במוצר

## טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

**OTIX** הן טיפות הגייניות המיועדות לניקוי תעלות האוזניים על ידי ריכוך והמסת השעווה המצטברת באוזניים. טיפות **OTIX** מסייעות לשיכוך כאבי אוזניים ולהקלה בדלקות על ידי ציפוי ובידוד האזור הנגוע.

טיפות **OTIX** מלוקות קל יותר. Squalene – Caprylic / Capric triglycerides הנה ממסית ליפופיליים אשר סופגים את הלחות מהאזור הנגוע והחשוף ומקטינים את הלחץ באוזן התיכונה.

• תמציות צמחים ושמינים צמחיים נדיפים מסייעים להקלה בכאבי אוזניים ודלקת באוזן. Olive oil, Caprylic/ Capric triglycerides, Squalane, Benzyl alcohol, Thymol, Geranium oil, Tea tree oil.

**רכיבים בלתי פעילים:**

PEG 20 Glyceryl triisostearate, Bisabolol.

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

**שעוות אוזניים טבעית צרומן (CERUMEN):** האוזן הינה איבר מורכב משלושה חלקים: האוזן החיצונית, התיכונה והפנימית ולכל אחד יש תפקוד ייחודי בתהליך השמיעה. תעלת השמע החיצונית, המחברת בין האפרכסת לעור התוף, מכווּס בלוטות חלב המפרישות שעוות אוזניים צהבהבה– שמנונית וטבעית שקראת צרומן.

**גודש והצטברות:**

תעלות אוזניים צרות או בעלות צורות יוצאות דופן מקשות על התהליך הטבעי ומצבים אלה יכולים לגרום להצטברות השעווה והיווצרות גודש. שימוש לא נאות במקלונים אוזניים (דחיקת השעווה הנוותרת עמוק יותר אל תוך האוזן) ושימוש בעדירי שמיעה או אטמי אוזניים מגביר את היווצרות הגודש באוזניים.

**סיבוכים אפשריים עקב שעוות אוזניים:**

אי הקפדה על סילוק גודש שעוות אוזניים עלולה להוביל להתפתחות דלקת אוזניים (Otitis Externa – Otitis Media), כאבי אוזניים ולעיתים דימום קל. חולי סכרת מבוגרים ובעלי מערכת חיסונית מוחלשת הינם בעלי סיכון גבוה יותר ללקות בסיבוכים.סימפטומים לגודש בשעוות אוזניים כוללים: גירוי, תחושה דלקתית, גירוד או התנקזות תעלות האוזניים, תחושת גודש או סתימה, כאב אוזניים וידידה בחדות השמיעה (יתכן אובדן שמיעה).

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

**אמצעי זהירות: לשימוש חיצוני בלבד.**

אין להשתמש ב **OTIX** לאוזניים מدمמות, או במקרה של עור התוף מנוקב.

אין לתרוב לב עצם רז לתעלות האוזניים.

יש להרחיק משהיש ידם של ילדים.

אין להשתמש על העיניים.

אין לבלוע.

אין להשתמש בתכשיר אם ידועה אלרגיה או רגישות לאחד ממרכיביו.

יש להיוועץ ברופא אם לא חל שיפור במצב.

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

טיפות אוזניים ותרסיס לאוזניים OTIX FLORIS

יגב قراءة نشرة المستهلك

באِعْمان قبل اِسْتِعْمال المنتج.

## OTIX قطرات الأذن وريذاذ الأذن FLORIS

يجب قراءة نشرة المستهلك

بإعْمان قبل اِسْتِعْمال المنتج.

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

**المضاعفات المحتملة التي تتسبب عن شمع الأذن:**

من شأن عدم الحرص على التخلص من الكتل الشمعية وعلاج احتقان الأذنين أن يؤدي إلى الإصابة بالتهاب الأذنين (Otitis Externa و Otitis Media) وأوجاع الأذنين وأحيانًا قد يتسبب عن ذلك نزيف دموي طفيف. ويتعرض مرضى السكري الباقون ذوو الجهاز المناعي الضعيف خطر أعلى للإصابة بالمضاعفات. وتشمل أعراض احتقان الأذن النعاع من كثرة الشمع ما يلي: التهيج، والشعور بالتهاب. وحكة أو إفرازات من فتاتي الأذنين. والشعور بحالة الاحتقان أو الانسداد. وآلم في الأذنين ونقص حدة السمع (ومن المحتمل أن يحدث فقدان السمع).

ما الذي تسببه قَطرات OTIX؟

تعمل قطرات الأذن OTIX على تخفيف الأعراض بلثلاث مراحل:

- تغذية المنطقة المصابة بطبقة مصنوعة من زيت الزيتون لعزلها وتزليفتها وذلك بالتزامن مع تليين الشمع لتسهيل التخلص منه.
- امتصاص الرطوبة من المنطقة المصابة للتقليل من الضغط في الأذن الوسطى وذلك بفضل الزيئات الحمة للمهون المسماة Caprylic Capric triglycerides، Squalane.
- تسكين الألام وتخفيف أعراض التهاب الأذن بفضل تأثير المستخلصات النباتية والزيوت النباتية العطارية.

**دواعي الاستعمال:**

قطرات OTIX معدة للحفاظ على نظافة الأذنين وتليين وإذابة الصملاخ والكتل الشمعية إضافة إلى تسكين آلام الأذن وتخفيف أعراض الالتهاب أو التلوث في الأذن.

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

**التحذيرات:**

عند حدوث الدوار الشديد أو فقدان التوازن. التقبؤ المتواصل. الحمى الشديدة أو فقدان الفجائي للسمع. يتوجب التوجه إلى جهة طبية لتلقي العلاج.

يمكن استعماله لعلاج الأطفال دون سن 3 وفق توصية الطبيب فقط.

يجب استعمال المنتج تحت إشراف شخص بالغ فقط. في حالة ملامسة العينين يجب شطفهما جيدًا بالماء الجاري لعدة دقائق. وإن تفاقمت الحالة فينوجب التوجه إلى جهة طبية لتلقي العلاج وإبراز علبة المنتج.

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

قطرات الأذن وريذاذ الأذن OTIX FLORIS

المصنع وصاحب التسجيل: بن شمعون فلوريس م.رض..
البارك الصناعي في مسغاف. ب.م. مسغاف 2017400.
إسرائيل
رقم الهاتف: 08-336-366-1.
موقع الإنترنت: www.floris.co.il

Read this package insert carefully before using this product

# OTIX

## Ear drops and ear spray

### FLORIS

OTIX drops are emollient hygienic drops intended for cleaning ear canal by dissolving excess earwax.

OTIX also helps relieve pain and inflammation by coating and isolating the affected area.

OTIX eardrops help remove wax plugs and creating an environment that encourages the healing process from ear infections related to eczema, dermatitis or mycosis.

#### Active ingredients:

Olive oil, Caprylic/ Capric triglycerides, Squalane, Benzyl alcohol, Thymol, Geranium oil, Tea tree oil.

#### Inactive ingredients:

PEG 20 Glyceryl triisostearate, Bisabolol.

#### Cerumen -naturally secreted earwax:

The ear is a complex organ consisting of three distinct compartments: external, middle and inner ear. Each one of the compartments enables a person to hear. The external auditory canal, which links the outer ear to the ear drum, is lined with sebaceous glands which naturally secrete a yellow greasy wax substance, called earwax – cerumen.

#### Blockage and impaction:

Smaller or oddly shaped ear canals make the natural process difficult and lead to wax impactions. Improper use of cotton tipped swabs (pushing the rest of the wax deeper into the ear canal) and wearing ear aids or earplugs increases the occurrence of earwax blockage.

#### Complications of earwax:

Untreated impacted earwax can lead to ear infection (otitis externa & otitis media), ear pain and sometimes light bleeding. Elderly people with diabetes and people with weak immune system are most likely to get affected. Symptoms of earwax impaction include: irritation, sensation of inflammation, itching or drainage of the ear canal, plugged or stuffed sensation, ear pain and decreased hearing (consider: hearing loss).

#### How does OTIX work?

OTIX ear drops offer an effective relief through a three-way action:

- Olive oil coats, soothes and isolates the affected area while assisting in the softening of wax for easier removal.
- Caprylic / Capric Triglycerides and Squalene are lipophilic solvents that solubilize and absorb moisture from exposed and inflamed areas relieving pressure in the middle ear.
- Herbal extracts and volatile essential oils assist in relief of ear pain and ear infection.

#### Indication:

OTIX eardrops are for ear hygiene, for dissolving cerumen or plugs of wax, and helps to ease ear pain and assist in the treatment of ear inflammation or ear infection.

#### Directions/ Instructions for use:

##### • Removal of wax:

Squeeze 3-4 OTIX drops into the ear and then plug with cotton wool. In cases of hard wax plugs, repeat the treatment three times a day for 2-3 days. Avoid direct contact of dropper with ear.

##### • Swimmer's Ear and Otitis Media:

Tilt the head to one side with infected ear facing upwards, squeeze into the canal 3-4 OTIX drops, and plug ear with cotton wool. Repeat every two hours until pain and congestion are relieved.

#### Precautions of use: For external use only.

OTIX should not be used for bleeding ears, or for perforated eardrum.

Also, do not put any foreign object in the ear canal.

Keep away from children.

Do not apply on eyes.

Do not swallow.

Do not use if you are aware of any allergy or sensitivity to one of the ingredients. Consult with your doctor if the condition does not improve.

Warnings: if you experience a severe spinning sensation or loss of balance, persistent vomiting, high fever or a sudden loss of hearing go to the hospital.

For children under the age of 3 years, please consult your pediatrician.

The product must be used under adult supervision.

In case of eye contact, wash thoroughly with running water for several minutes.

In case of deterioration, please contact a Medical Care Center or an Emergency Room immediately and bring the product's package with you.

#### Storage:

Keep in a dry cool place below 25°C. Use before the expiry date printed on label.

With approval of Ministry of Health, Medical Device Division, registration N.: 6650401

#### Manufacturer and License Holder:

Ben Shimon Floris LTD.,  
Misgav Industrial Area, 2017400, Israel  
Phone: 1 800 336 636.  
Website: www.floris.co.il

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед применением препарата

# OTIX

## ушные капли и ушной

### FLORIS

OTIX - гигиенические капли, предназначенные для очистки ушного канала с помощью размягчения и растворения серы, которая накапливается в ушах. Капли OTIX помогают купировать боль в ушах и уменьшить воспаление, покрывая и изолируя пораженный участок. Капли OTIX устраняют серные пробки и создают среду, которая способствует оздоровлению ушного канала после инфекционного воспаления, связанного с экземой, дерматитом или грибковым поражением.

#### Активные ингредиенты:

Olive oil, Caprylic/ Capric triglycerides, Squalane, Benzyl alcohol, Thymol, Geranium oil, Tea tree oil.

Неактивные ингредиенты: PEG 20 Glyceryl triisostearate, Bisabolol.

#### Естественная ушная сера (церумен)

Ухо это орган, состоящий из трех отделов: наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. Каждый из этих отделов играет важную роль для слуха.

Наружный слуховой проход, распространяющийся от ушной раковины до барабанной перепонки, покрыт железками, которые вырабатывают натуральную, жирную, желтоватую ушную серу или по-латыни церумен.

#### Заложность в ушах и скопление ушной серы:

Узкий ушной канал или ушной канал необычной формы могут затруднять естественный процесс выведения серы и приводить к ее скоплению и образованию серной пробки. Неправильное использование ушных палочек (проталкивание остатков серы вглубь уха) и использование слуховых аппаратов или берушей увеличивают риск скопления серы в ушах.

#### Возможные опасные последствия скопления ушной серы:

Неэффективное выведение ушной серы может привести к развитию ушной инфекции (наружный отит и средний отит), болям в ушах, а иногда и к легкому кровотечению. Пожилые пациенты с диабетом и люди с ослабленной иммунной системой находятся в группе повышенного риска развития осложнений. Симптомы ушных пробок включают раздражение, зуд или выделения из ушного канала, ощущение заложенности или закупорки, боль в ушах и снижение остроты слуха (возможна также потеря слуха).

#### Как действует OTIX?

Ушные капли OTIX приносят облегчение благодаря тройному действию: •Слой оливкового масла смягчает и изолирует пораженный участок, параллельно смягчая серу для более легкого выведения. • Каприловые каприновые триглицериды и сквалан - это липофильные растворители, которые впитывают влагу в пораженном и подверженном воздействиям участке, и снижают давление в среднем ухе. •Растительные экстракты и эфирные масла способствуют снижению боли в ушах и уменьшению воспаления.

#### Показания к применению:

Капли OTIX предназначены для поддержания гигиены ушей, смягчения и растворения ушной серы и серных пробок, а также купирования болей в ушах, воспалений или инфекции.

#### Инструкция по применению

##### для удаления серы:

Закапать в ухо 3-4 капли и закрыть ухо ватным тампоном. В случае твердых, трудноудаляемых пробок следует повторять процедуру 3 раза в день в течение 2-3 дней. Избегайте прямого контакта пипетки с ухом.

##### Наружный отит (ухо пловца) и воспаление среднего уха:

Наклоните голову к плечу пораженным ухом вверх. Закапайте в ушную канал 3-4 капли и закройте ухо ватным тампоном. Повторяйте процедуру раз в два часа до облегчения заложенности и купирования болевых ощущений.

#### Меры предосторожности:

Только для наружного применения! Не используйте OTIX в случае кровотечения из уха или перфорации барабанной перепонки. Не вводите в ушную канал инородные объекты. Храните вне досягаемости детей. Избегайте контакта с глазами. Не глотать. Не используйте препарат, если вам известно об аллергии или чувствительности на один из его компонентов. Если не наблюдается улучшения состояния, проконсультируйтесь с врачом.

#### Предостережение:

В случае тяжелого головокружения или потери равновесия, продолжительной рвоты, высокой температуры или внезапной потери слуха обращайтесь за медицинской помощью.

Применение у детей в возрасте до трех лет исключительно по рекомендации врача. Препарат должен использоваться исключительно под наблюдением взрослых. При попадании в глаза промойте их проточной водой в течение нескольких минут. В случае ухудшения состояния обратитесь за медицинской помощью и предьявите персоналу упаковку препарата.

#### Хранение:

Хранить в прохладном и сухом месте при температуре ниже 25°C. Использовать до истечения срока годности, указанного на упаковке. Препарат утвержден департаментом медицинского оборудования Министерства здравоохранения. Регистрационный номер медицинского изделия: 6650401.

Производитель и владелец регистрационного удостоверения: «Бен-Шимон Флорис» Лтд., промышленный парк Мисгав, почтовое отделение: Мисгав 2017400, Израиль. Телефон: 1-800-336-636. Интернет-сайт: www.floris.co.il